

## ПАСПОРТ № 245127

На набор реагентов «Гематрол 5D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMB-200	Комплект 1	Номер серии:	245127	Кол-во наборов:	12
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	29.03.2024	Срок годности:	29.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
<b>Внешний вид</b>						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	2451271	03.2024	06.2024	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол 5D - Низкий»					
	Должен содержать			Результат		
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [ $10^9/л$ ]	2,0 - 4,0			3.25		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [ $10^{12}/л$ ]	2,50 - 3,50			3.02		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [ $10^9/л$ ]	40 - 100			73		

**Заключение:** серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.



Начальник ОБТК \_\_\_\_\_ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта \_\_\_\_\_ 29.03.2024

## АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	<b>RMB-200</b>	Комплект	<b>1</b>	Серия	<b>245127</b>	Дата выпуска	<b>29.03.2024</b>
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	<b>29.06.2024</b>
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				<b>Mindray BC-5300 / BC-5380</b>			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 <sup>9</sup> /L	3.25 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%	23.1 ± 15.0		
					0.23 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	69.9 ± 15.0		
					0.70 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	4.5 ± 4.5		
					0.05 ± 0.05		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%	4.7 ± 4.7		
					0.05 ± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas				%	46.5 ± 9.0		
					0.47 ± 0.09		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 <sup>9</sup> /L	0.75 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 <sup>9</sup> /L	2.25 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 <sup>9</sup> /L	0.15 ± 0.15		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 <sup>9</sup> /L	0.15 ± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 <sup>9</sup> /L	1.50 ± 0.30		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 <sup>12</sup> /L	3.00 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	8.7 ± 1.0		
				g/L	87 ± 10		
				mmol/L	5.4 ± 0.6		
Гематокрит, HCT				%	24.8 ± 7.5		
				L/L	0.25 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	82.8 ± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	29.0 ± 7.0		
				fmol	1.8 ± 0.4		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	35.0 ± 7.0		
				g/L	350 ± 70		
				mmol/L	21.7 ± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	13.3 ± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	46.5 ± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 <sup>9</sup> /L	73 ± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	6.2 ± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL	15.8 ± 3.0		
Тромбокрит, PCT				%	0.050 ± 0.050		

\*Аттестованные значения приведены в виде  $X_{cp} \pm N$ , где  $X_{cp}$  – среднее значение определяемого параметра, N – максимальное допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Сотрудник ОБТИ \_\_\_\_\_ А.С. Каростенко



## АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMB-200	Комплект	1	Серия	245127	Дата выпуска	29.03.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.06.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5150			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 <sup>9</sup> /L	3.20 ± 1.00			
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	15.0 ± 15.0			
				0.15 ± 0.15			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	67.0 ± 15.0			
				0.67 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	17.2 ± 9.0			
				0.17 ± 0.09			
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5 ± 4.5			
				0.05 ± 0.05			
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	4.0 ± 4.0			
				0.04 ± 0.04			
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 <sup>9</sup> /L	0.50 ± 0.50			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 <sup>9</sup> /L	2.15 ± 0.50			
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 <sup>9</sup> /L	0.55 ± 0.30			
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 <sup>9</sup> /L	0.15 ± 0.15			
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 <sup>9</sup> /L	0.15 ± 0.15			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 <sup>12</sup> /L	3.00 ± 0.30			
			g/dL	8.7 ± 1.0			
			g/L	87 ± 10			
Концентрация гемоглобина, HGB			mmol/L	5.4 ± 0.60			
			%	25.9 ± 7.5			
Гематокрит, HCT			L/L	0.26 ± 0.08			
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	86.3 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	29.0 ± 7.0			
			fmol	1.80 ± 0.40			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	33.5 ± 7.0			
			g/L	335 ± 70			
			mmol/L	20.8 ± 4.3			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	17.2 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	52.6 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 <sup>9</sup> /L	73 ± 35			
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	7.3 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.8 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT			%	0.05 ± 0.05			

\*Аттестованные значения приведены в виде  $X_{cp} \pm N$ , где  $X_{cp}$  – среднее значение определяемого параметра, N – максимум допустимого отклонения от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Сотрудник ОБТК \_\_\_\_\_ г. Новосибирск



## АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	<b>RMB-200</b>	<b>Комплект</b>	<b>1</b>	Серия	<b>245127</b>	Дата выпуска	<b>29.03.2024</b>
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	<b>29.06.2024</b>
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				<b>Mindray BC-5800</b>			
Определяемый параметр			Низкая патология				
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 <sup>9</sup> /L	3.45	±	1.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	25.3	±	15.0	
				0.25	±	0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	65.9	±	15.0	
				0.66	±	0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	7.0	±	7.0	
				0.07	±	0.07	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	±	4.5	
				0.05	±	0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	5.0	±	5.0	
				0.05	±	0.05	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 <sup>9</sup> /L	0.85	±	0.50	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 <sup>9</sup> /L	2.25	±	0.50	
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 <sup>9</sup> /L	0.25	±	0.25	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 <sup>9</sup> /L	0.15	±	0.15	
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 <sup>9</sup> /L	0.15	±	0.15	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 <sup>12</sup> /L	3.15	±	0.30	
			g/dL	9.2	±	1.0	
			g/L	92	±	10	
Концентрация гемоглобина, HGB			mmol/L	5.7	±	0.60	
			%	26.5	±	7.5	
Гематокрит, HCT			L/L	0.3	±	0.1	
				84.0	±	12.0	
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	84.0	±	12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	29.2	±	7.0	
			fmol	1.80	±	0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	34.5	±	7.0	
			g/L	345	±	70	
			mmol/L	21.4	±	4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	13.3	±	5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	42.1	±	10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 <sup>9</sup> /L	79	±	35	
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	5.7	±	3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	16.0	±	3.0	
Тромбокрит, PCT			%	0.05	±	0.05	

\*Аттестованные значения приведены в виде  $X_{cp} \pm N$ , где  $X_{cp}$  – среднее значение определяемого параметра, N – максимальное допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Сотрудник ОБСХ



## АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	<b>RMB-200</b>	<b>Комплект</b>	<b>1</b>	<b>Серия</b>	<b>245127</b>	<b>Дата выпуска</b>	<b>29.03.2024</b>
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						<b>Годен до</b>	<b>29.06.2024</b>
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				<b>Mindray BC-6800</b>			
Определяемый параметр			Низкая патология				
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 <sup>9</sup> /L	3.30 ± 1.00			
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	42.9 ± 15.0			
				0.43 ± 0.15			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	48.2 ± 15.0			
				0.48 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	6.6 ± 6.6			
				0.07 ± 0.07			
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	3.5 ± 3.5			
				0.04 ± 0.04			
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	3.5 ± 3.5			
				0.04 ± 0.04			
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 <sup>9</sup> /L	1.40 ± 0.50			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 <sup>9</sup> /L	1.60 ± 0.50			
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 <sup>9</sup> /L	0.20 ± 0.20			
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 <sup>9</sup> /L	0.10 ± 0.10			
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 <sup>9</sup> /L	0.10 ± 0.10			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 <sup>12</sup> /L	3.15 ± 0.30			
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	9.0 ± 1.0			
			g/L	90 ± 10			
			mmol/L	5.6 ± 0.60			
Гематокрит, HCT			%	27.4 ± 7.5			
			L/L	0.3 ± 0.1			
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	87.0 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.6 ± 7.0			
			fmol	1.80 ± 0.40			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	33.0 ± 7.0			
			g/L	330 ± 70			
			mmol/L	20.5 ± 4.3			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	15.2 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	47.3 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 <sup>9</sup> /L	63 ± 35			
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	7.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.6 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT			%	0.04 ± 0.04			

### Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 <sup>9</sup> /L	5.60 ± 4.48		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	8.90 ± 7.12		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 <sup>9</sup> /L	н/д	н/д	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	%	н/д	н/д	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%%	н/д	н/д	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 <sup>9</sup> /L	н/д	н/д	
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%	н/д	н/д	
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%	н/д	н/д	
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%	н/д	н/д	
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%	н/д	н/д	

\*Аттестованные значения приведены в виде X<sub>cp</sub> ± N, где X<sub>cp</sub> – среднее значение определяемого параметра, N – максимальное допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Сотрудник: О.И. Сидорова А.С. Прохорова





Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,  
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16  
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

[www.medica-n.ru](http://www.medica-n.ru)

**АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	<b>RMB-200</b>	<b>Комплект</b>	<b>1</b>	<b>Серия</b>	<b>245127</b>	<b>Дата выпуска</b>	<b>29.03.2024</b>
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годеи до	<b>29.06.2024</b>
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				<b>Mindray BC-6000/BC-6200/BC-6800+</b>			
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 <sup>9</sup> /L	2.95 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%	44.80 ± 15.00		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	38.90 ± 15.00		
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	14.60 ± 9.00		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%	2.50 ± 2.50		
Относ. кол-во базофилов, Bas				%	1.50 ± 1.50		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 <sup>9</sup> /L	1.30 ± 0.45		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 <sup>9</sup> /L	1.15 ± 0.45		
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 <sup>9</sup> /L	0.45 ± 0.25		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 <sup>9</sup> /L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 <sup>9</sup> /L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 <sup>12</sup> /L	3.00 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	8.70 ± 1.00		
				g/L	87.00 ± 10.00		
				mmol/L	5.40 ± 0.60		
Гематокрит, HCT				%	26.70 ± 7.50		
				L/L	0.27 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	89.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	29.00 ± 7.00		
				fmol	1.80 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	32.50 ± 7.00		
				g/L	325.00 ± 70.00		
				mmol/L	20.20 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	15.20 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	48.20 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 <sup>9</sup> /L	65.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	7.40 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL	16.20 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT				%	0.05 ± 0.05		

**Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!**

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 <sup>9</sup> /L	7.00 ± 5.60	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	10.80 ± 8.64	
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 <sup>9</sup> /L	0.60 ± 0.60	
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%	21.16 ± 21.16	
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 <sup>9</sup> /L	0.10 ± 0.10	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC	1.00 ± 1.00	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 <sup>12</sup> /L	0.00 ± 0.00	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%	0.15 ± 0.03	
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%	20.00 ± 20.00	
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%	92.10 ± 92.10	
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%	20.00 ± 5.00	
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%	20.00 ± 16.00	
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	%	24.00 ± 5.00	

\*Аттестованные значения в виде  $X_{cp} \pm N$ , где  $X_{cp}$  – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник СБТК:  Г. Старостенко

Кат.	<b>RMB-200</b>	Комплект	<b>1</b>	Серия	<b>245127</b>	Дата выпуска	<b>29.03.2024</b>
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	<b>29.06.2024</b>
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				<b>Mindray BC-720 / BC-780</b>			
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 <sup>9</sup> /L	3.35 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%	41.90 ± 15.00		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	47.60 ± 15.00		
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	6.40 ± 6.40		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%	3.94 ± 3.94		
Относ. кол-во базофилов, Bas				%	1.50 ± 1.50		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 <sup>9</sup> /L	1.40 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 <sup>9</sup> /L	1.60 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 <sup>9</sup> /L	0.20 ± 0.20		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 <sup>9</sup> /L	0.15 ± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 <sup>9</sup> /L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 <sup>12</sup> /L	3.05 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	8.70 ± 1.00		
				g/L	87.00 ± 10.00		
				mmol/L	5.40 ± 0.60		
Гематокрит, HCT				%	27.10 ± 7.50		
				L/L	0.27 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	89.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	28.50 ± 7.00		
				fmol	1.80 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	32.00 ± 7.00		
				g/L	320.00 ± 70.00		
				mmol/L	19.90 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	16.20 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	51.80 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 <sup>9</sup> /L	70.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	6.80 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL	16.20 ± 3.00		
Тромбоцит, PCT				%	0.05 ± 0.05		


**Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!**

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 <sup>9</sup> /L	6.40 ± 5.12	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	9.20 ± 7.36	
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 <sup>9</sup> /L	0.80 ± 0.80	
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%	24.34 ± 24.34	
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 <sup>9</sup> /L	0.10 ± 0.10	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC	1.29 ± 1.29	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 <sup>12</sup> /L	0.01 ± 0.01	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%	0.20 ± 0.04	
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%	20.00 ± 20.00	
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, LFR	%	93.40 ± 93.40	
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%	20.00 ± 5.00	
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%	20.00 ± 16.00	
Эквивалентное содержание гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	%	28.10 ± 5.00	
Скорость оседания эритроцитов, ESR	mm/h	22.40 ± 2.00	

\*Аттестованные значения представлены в виде X<sub>ср</sub> ± N, где X<sub>ср</sub> – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК \_\_\_\_\_ А.А. Старостенко



Кат.	RMB-200	Комплект	1	Серия	245127	Дата выпуска	29.03.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.06.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-700 / BC-760			
Определяемый параметр				Низкая патология			
				Норма			
				Высокая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 <sup>9</sup> /L	3.35 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%	41.90 ± 15.00		
					0.42 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	47.60 ± 15.00		
					0.48 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	6.40 ± 6.40		
					0.06 ± 0.06		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%	3.94 ± 3.94		
					0.04 ± 0.04		
Относ. кол-во базофилов, Bas				%	1.50 ± 1.50		
					0.02 ± 0.02		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 <sup>9</sup> /L	1.40 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 <sup>9</sup> /L	1.60 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 <sup>9</sup> /L	0.20 ± 0.20		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 <sup>9</sup> /L	0.15 ± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 <sup>9</sup> /L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 <sup>12</sup> /L	3.05 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	8.70 ± 1.00		
				g/L	87.00 ± 10.00		
				mmol/L	5.40 ± 0.60		
Гематокрит, HCT				%	27.10 ± 7.50		
				L/L	0.27 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	89.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	28.50 ± 7.00		
				fmol	1.80 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	32.00 ± 7.00		
				g/L	320.00 ± 70.00		
				mmol/L	19.90 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	16.20 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	51.80 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 <sup>9</sup> /L	70.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	6.80 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL	16.20 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT				%	0.05 ± 0.05		

**Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!**

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 <sup>9</sup> /L	6.40 ± 5.12		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	9.20 ± 7.36		
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 <sup>9</sup> /L	0.80 ± 0.80		
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%	24.34 ± 24.34		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 <sup>9</sup> /L	0.10 ± 0.10		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC	1.29 ± 1.29		
Скорость оседания эритроцитов, ESR	mm/h	22.40 ± 2.00		

\*Аттестованные значения приведены в виде X ± N, где X – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустим  
! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ООО «Медика-Н» А.А. Старостенко

