

ПАСПОРТ № 245339

На набор реагентов «Гематрол 5D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект 3	Номер серии:	245339	Кол-во наборов:	19
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	08.05.2024	Срок годности:	08.08.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	245339h	05.2024	08.2024	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол 5D - Высокий»					Результат
	Должен содержать					
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [$10^9/л$]	12,0 - 20,0				15.22	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [$10^{12}/л$]	4,50 - 6,00				5.01	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [$10^9/л$]	300 - 600				430	

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.



Начальник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта _____ 08.05.2024

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245339	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	08.08.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5300 / BC-5380			
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L				15.20 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%				24.0 ± 15.0
							0.24 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%				73.9 ± 15.0
							0.74 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%				4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%				4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas			%				54.5 ± 9.0
							0.55 ± 0.09
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L				3.65 ± 2.30
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L				11.25 ± 2.30
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L				0.70 ± 0.70
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L				0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L				8.30 ± 1.35
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L				5.00 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL				15.9 ± 1.0
			g/L				159 ± 10
			mmol/L				9.9 ± 0.6
Гематокрит, HCT			%				45.3 ± 10.0
			L/L				0.45 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV			fL				90.6 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg				31.8 ± 7.0
			fmol				2.0 ± 0.4
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL				35.0 ± 7.0
			g/L				350 ± 70
			mmol/L				21.7 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%				13.9 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL				55.5 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L				430 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL				6.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL				15.4 ± 3.0
Тромбокрит, PCT			%				0.260 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения
: перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Сотрудник ООО «Медика-Н» А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245339	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	08.08.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5150			
Определяемый параметр				Низкая патология		Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		16.40 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		13.1 ± 13.1	
						0.13 ± 0.13	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		68.9 ± 15.0	
						0.69 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		17.9 ± 9.0	
						0.18 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		4.0 ± 4.0	
						0.04 ± 0.04	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		2.15 ± 2.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		11.30 ± 2.45	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		2.95 ± 1.50	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.75 ± 0.75	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.65 ± 0.65	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		4.90 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		15.6 ± 1.0	
				g/L		156 ± 10	
				mmol/L		9.70 ± 0.6	
Гематокрит, HCT				%		46.3 ± 10.0	
				L/L		0.46 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		94.4 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		31.8 ± 7.0	
				fmol		2.00 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		33.5 ± 7.0	
				g/L		335 ± 70	
				mmol/L		20.8 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		16.3 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		55.5 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		460 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.6 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.6 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.30 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения
: перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Сотрудник ОБУ: А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
 по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245339	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	08.08.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5800			
Определяемый параметр				Низкая патология	Норма	Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		16.30 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		23.9 ± 15.0	
						0.24 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		66.9 ± 15.0	
						0.67 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		7.7 ± 7.7	
						0.08 ± 0.08	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		5.0 ± 5.0	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		5.0 ± 5.0	
						0.05 ± 0.05	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		3.90 ± 2.45	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		10.90 ± 2.45	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		1.25 ± 1.25	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.80 ± 0.80	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.80 ± 0.80	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		15.8 ± 1.0	
				g/L		158 ± 10	
				mmol/L		9.80 ± 0.6	
Гематокрит, HCT				%		47.4 ± 10.0	
				L/L		0.5 ± 0.1	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		93.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		31.0 ± 7.0	
				fmol		1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		33.5 ± 7.0	
				g/L		335 ± 70	
				mmol/L		20.8 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		12.9 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		46.3 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		440 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		5.6 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.2 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.25 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения
 : перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБИ



В.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245339	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до 08.08.2024	
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6800			
Определяемый параметр				Высокая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			16.30 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			47.2 ± 15.0
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			0.47 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			44.4 ± 15.0
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			0.44 ± 0.15
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			6.2 ± 6.2
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			0.06 ± 0.06
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			3.5 ± 3.5
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			3.5 ± 3.5
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			7.70 ± 2.45
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			7.25 ± 2.45
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			1.00 ± 1.00
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.55 ± 0.55
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.55 ± 0.55
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			16.1 ± 1.0
				g/L			161 ± 10
				mmol/L			10.00 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			48.4 ± 10.0
				L/L			0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			93.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			31.0 ± 7.0
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			33.5 ± 7.0
				g/L			335 ± 70
				mmol/L			20.8 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			14.8 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			51.2 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			405 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.9 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.7 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.28 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L			35.20 ± 28.16
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%			8.70 ± 6.96
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L			н/д
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	%			н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%%			н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ⁹ /L			н/д
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%			н/д
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%			н/д
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%			н/д
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%			н/д

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения
: перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245339	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	08.08.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6000/BC-6200/BC-6800+			
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		16.00 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		50.20 ± 15.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		33.60 ± 15.00	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		0.34 ± 0.15	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		14.70 ± 9.00	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		0.15 ± 0.09	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		2.50 ± 2.50	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		1.50 ± 1.50	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		8.05 ± 2.40	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		5.40 ± 2.40	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		2.35 ± 1.45	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.40 ± 0.40	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.25 ± 0.25	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		4.95 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		15.50 ± 1.00	
				g/L		155.00 ± 10.00	
				mmol/L		9.60 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				%		46.00 ± 10.00	
				L/L		0.46 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		93.00 ± 12.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		31.30 ± 7.00	
				fmol		1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		33.50 ± 7.00	
				g/L		335.00 ± 70.00	
				mmol/L		20.80 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		15.00 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		52.20 ± 10.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		410.00 ± 125.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.60 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.40 ± 3.00	
Тромбокрит, PCT				%		0.27 ± 0.10	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	27.60 ± 22.08
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	6.80 ± 5.44
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 ⁹ /L	2.25 ± 2.25
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%	14.11 ± 14.11
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC	0.17 ± 0.17
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ¹² /L	0.02 ± 0.02
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%	0.45 ± 0.09
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%	20.00 ± 20.00
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%	83.70 ± 83.70
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%	20.00 ± 5.00
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%	20.00 ± 16.00
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	%	21.40 ± 5.00

*Аттестованные значения $X_{cp} \pm N$ в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от ср.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБЛ... гаростенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245339	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	08.08.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течение 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-720 / BC-780			
Определяемый параметр				Низкая патология		Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		16.50 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		49.90 ± 15.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		42.90 ± 15.00	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		5.90 ± 5.90	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		2.50 ± 2.50	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		0.03 ± 0.03	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		8.25 ± 2.50	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		7.10 ± 2.50	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		0.95 ± 0.95	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.40 ± 0.40	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.25 ± 0.25	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		4.95 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		15.30 ± 1.00	
				g/L		153.00 ± 10.00	
				mmol/L		9.50 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				%		46.50 ± 10.00	
				L/L		0.47 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		94.00 ± 12.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		30.90 ± 7.00	
				fmol		1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		33.00 ± 7.00	
				g/L		330.00 ± 70.00	
				mmol/L		20.50 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		15.20 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		53.60 ± 10.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		405.00 ± 125.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.40 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.60 ± 3.00	
Тромбокрит, PCT				%		0.26 ± 0.10	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	25.40 ± 20.32
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	6.20 ± 4.96
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 ⁹ /L	2.50 ± 2.50
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%	15.27 ± 15.27
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L	1.25 ± 1.25
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC	7.22 ± 7.22
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ¹² /L	0.02 ± 0.02
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%	0.35 ± 0.07
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%	20.00 ± 20.00
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%	93.70 ± 93.70
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%	20.00 ± 5.00
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%	20.00 ± 16.00
Эквивалентное содержание гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	%	29.10 ± 5.00
Скорость оседания эритроцитов, ESR	mm/h	13.73 ± 2.00

*Аттестованные значения приведены в виде Xcp ± N, где Xcp – среднее значение определяемого параметра, N – максимально до

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Медика-Н

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245339	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	08.08.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течение 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-700 / BC-760			
Определяемый параметр				Низкая патология	Норма	Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		16.50 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		49.90 ± 15.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		0.50 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		42.90 ± 15.00	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		0.43 ± 0.15	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		5.90 ± 5.90	
Относ. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		0.06 ± 0.06	
Относ. кол-во тромбоцитов, Plt				%		2.50 ± 2.50	
Относ. кол-во ретикуляроцитов, Ret				%		0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		1.50 ± 1.50	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		8.25 ± 2.50	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		7.10 ± 2.50	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.95 ± 0.95	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.40 ± 0.40	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		0.25 ± 0.25	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		4.95 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/L		15.30 ± 1.00	
Концентрация гемоглобина, HGB				mmol/L		153.00 ± 10.00	
Гематокрит, HCT				%		9.50 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				L/L		46.50 ± 10.00	
Гематокрит, HCT				L/L		0.47 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		94.00 ± 12.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		30.90 ± 7.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				fmol		1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		33.00 ± 7.00	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/L		330.00 ± 70.00	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				mmol/L		20.50 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		15.20 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		53.60 ± 10.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		405.00 ± 125.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.40 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.60 ± 3.00	
Тромбокрит, PCT				%		0.26 ± 0.10	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L			25.40 ± 20.32
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%			6.20 ± 4.96
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 ⁹ /L			2.50 ± 2.50
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%			15.27 ± 15.27
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L			1.25 ± 1.25
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC			7.22 ± 7.22
Скорость оседания эритроцитов, ESR	mm/h			13.73 ± 2.00

*Аттестованные значения при анализе в виде X ± N, где X – среднее значение определяемого параметра, N – максимальное значение.
! Перед использованием реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ аростенко

