

ПАСПОРТ № 265347

На набор реагентов «Гематрол 5D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект 3	Номер серии:	265347	Кол-во наборов:	7
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	30.04.2026	Срок годности:	30.07.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	265347h	04.2026	07.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол 5D - Высокий»					
	Должен содержать				Результат	
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	12,0 - 20,0				14.44	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	4,50 - 6,00				4.90	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	300 - 600				432	

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.



Начальник ОБТК _____

А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта _____

30.04.2026

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265347	Дата выпуска	30.04.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	30.07.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5300 / BC-5380			
Определяемый параметр				Высокая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L			14.45 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%			32.0 ± 15.0	
						0.32 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%			63.7 ± 15.0	
						0.64 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%			4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%			4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas			%			72.4 ± 9.0	
						0.72 ± 0.09	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L			4.60 ± 2.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L			9.20 ± 2.15	
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L			0.65 ± 0.65	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L			0.65 ± 0.65	
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L			10.45 ± 1.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L			4.90 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL			15.6 ± 1.0	
			g/L			156 ± 10	
			mmol/L			9.7 ± 0.6	
Гематокрит, HCT			%			45.0 ± 10.0	
			L/L			0.45 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV			fL			91.8 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg			31.8 ± 7.0	
			fmol			2.0 ± 0.4	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL			34.5 ± 7.0	
			g/L			345 ± 70	
			mmol/L			21.4 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%			13.6 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL			51.9 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L			430 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL			5.4 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL			15.4 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT			%			0.230 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



Сотрудник ОБСН А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265347	Дата выпуска	30.04.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	30.07.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5150			
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L			13.55 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%			7.5 ± 7.5	
						0.08 ± 0.08	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%			69.4 ± 15.0	
						0.69 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%			23.2 ± 9.0	
						0.23 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%			4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas			%			4.0 ± 4.0	
						0.04 ± 0.04	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L			1.00 ± 1.00	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L			9.40 ± 2.05	
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L			3.15 ± 1.20	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L			0.60 ± 0.60	
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L			0.55 ± 0.55	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L			4.95 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL			15.4 ± 1.0	
			g/L			154 ± 10	
			mmol/L			9.60 ± 0.6	
Гематокрит, HCT			%			47.5 ± 10.0	
			L/L			0.48 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV			fL			96.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg			31.1 ± 7.0	
			fmol			1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL			32.5 ± 7.0	
			g/L			325 ± 70	
			mmol/L			20.2 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%			15.4 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL			54.4 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L			475 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL			5.9 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL			15.7 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT			%			0.28 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru

Сотрудник ОБГБ  А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265347	Дата выпуска	30.04.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	30.07.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-5800	
Определяемый параметр				Низкая патология	Норма	Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		15.45 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		27.5 ± 15.0	
						0.28 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		67.6 ± 15.0	
						0.68 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		5.0 ± 5.0	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		5.0 ± 5.0	
						0.05 ± 0.05	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		4.25 ± 2.30	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		10.45 ± 2.30	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		0.70 ± 0.70	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.75 ± 0.75	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.75 ± 0.75	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		16.1 ± 1.0	
				g/L		161 ± 10	
				mmol/L		10.00 ± 0.6	
Гематокрит, HCT				%		48.4 ± 10.0	
				L/L		0.5 ± 0.1	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		95.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		31.6 ± 7.0	
				fmol		2.00 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		33.5 ± 7.0	
				g/L		335 ± 70	
				mmol/L		20.8 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		12.5 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		45.8 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		490 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		4.9 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.2 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.24 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265347	Дата выпуска	30.04.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	30.07.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6800/BC-6800 Plus			
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			14.20 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			15.6 ± 15.0
							0.16 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			72.8 ± 15.0
							0.73 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			9.8 ± 9.0
							0.10 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			3.5 ± 3.5
							0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			3.5 ± 3.5
							0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			2.20 ± 2.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			10.35 ± 2.15
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			1.40 ± 1.30
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			5.15 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			16.0 ± 1.0
				g/L			160 ± 10
				mmol/L			9.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			50.5 ± 10.0
				L/L			0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			98.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			31.1 ± 7.0
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			31.5 ± 7.0
				g/L			315 ± 70
				mmol/L			19.6 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			14.7 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			52.3 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			320 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.5 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.19 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!							
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				10 ⁹ /L			17.70 ± 14.16
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R				%			5.50 ± 4.40
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				10 ⁹ /L			н/д н/д
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				%			н/д н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%				%%			н/д н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#				10 ⁹ /L			н/д н/д
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF				%			н/д н/д
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR				%			н/д н/д
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR				%			н/д н/д
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR				%			н/д н/д

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



Сотрудник ОТК А.А. Старостенко

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265347	Дата выпуска	30.04.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	30.07.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6000/BC-6200			
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L			14.45	± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%			17.30	± 15.00
						0.17	± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%			67.50	± 15.00
						0.68	± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%			14.60	± 9.00
						0.15	± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%			2.50	± 2.50
						0.03	± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas			%			1.50	± 1.50
						0.02	± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L			2.50	± 2.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L			9.75	± 2.15
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L			2.10	± 1.30
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L			0.35	± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L			0.20	± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L			4.95	± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL			15.80	± 1.00
			g/L			158.00	± 10.00
			mmol/L			9.80	± 0.60
Гематокрит, HCT			%			50.00	± 10.00
			L/L			0.50	± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV			fL			101.00	± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg			31.90	± 7.00
			fmol			2.00	± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL			31.50	± 7.00
			g/L			315.00	± 70.00
			mmol/L			19.60	± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%			14.40	± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL			51.40	± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L			395.00	± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL			5.80	± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL			15.40	± 3.00
Тромбокрит, PCT			%			0.23	± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L			18.80 ± 15.04
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%			4.80 ± 3.84
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 ⁹ /L			1.40 ± 1.40
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%			9.62 ± 9.62
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L			0.05 ± 0.05
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC			0.17 ± 0.17
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ¹² /L			0.03 ± 0.03
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%			0.70 ± 0.14
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%			20.00 ± 20.00
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%			92.50 ± 92.50
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%			20.00 ± 5.00
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%			20.00 ± 16.00
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	%			27.30 ± 5.00

*Аттестованные значения при $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТЗ:  Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016


Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265347	Дата выпуска	30.04.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	30.07.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-720 / BC-780			
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L			14.75	± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%			15.80	± 15.00
						0.16	± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%			74.10	± 15.00
						0.74	± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%			9.80	± 9.00
						0.10	± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%			2.50	± 2.50
						0.03	± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas			%			1.50	± 1.50
						0.02	± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L			2.35	± 2.20
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L			10.95	± 2.20
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L			1.45	± 1.35
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L			0.35	± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L			0.20	± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L			5.10	± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL			15.60	± 1.00
			g/L			156.00	± 10.00
			mmol/L			9.70	± 0.60
Гематокрит, HCT			%			51.50	± 10.00
			L/L			0.52	± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV			fL			101.00	± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg			30.60	± 7.00
			fmol			1.90	± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL			30.50	± 7.00
			g/L			305.00	± 70.00
			mmol/L			18.90	± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%			14.40	± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL			51.80	± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L			350.00	± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL			6.00	± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL			15.80	± 3.00
Тромбокрит, PCT			%			0.21	± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L		20.60 ± 16.48
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%		6.00 ± 4.80
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 ⁹ /L		1.45 ± 1.45
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%		9.92 ± 9.92
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L		0.05 ± 0.05
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC		0.09 ± 0.09
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ¹² /L		0.04 ± 0.04
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%		0.85 ± 0.17
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%		20.00 ± 20.00
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%		93.10 ± 93.10
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%		20.00 ± 5.00
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%		20.00 ± 16.00
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	g/L		30.20 ± 5.00
Скорость оседания эритроцитов, ESR	mm/h		9.66 ± 2.00

*Аттестованные значения при $X_{\text{ср}} \pm N$, где $X_{\text{ср}}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБГГ:  старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265347	Дата выпуска	30.04.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	30.07.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-700 / BC-760			
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		14.75	± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		15.80	± 15.00
						0.16	± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		74.10	± 15.00
						0.74	± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		9.80	± 9.00
						0.10	± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		2.50	± 2.50
						0.03	± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		1.50	± 1.50
						0.02	± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		2.35	± 2.20
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		10.95	± 2.20
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		1.45	± 1.35
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.35	± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.20	± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		5.10	± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		15.60	± 1.00
				g/L		156.00	± 10.00
				mmol/L		9.70	± 0.60
Гематокрит, HCT				%		51.50	± 10.00
				L/L		0.52	± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		101.00	± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		30.60	± 7.00
				fmol		1.90	± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		30.50	± 7.00
				g/L		305.00	± 70.00
				mmol/L		18.90	± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		14.40	± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		51.80	± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		350.00	± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.00	± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.80	± 3.00
Тромбокрит, PCT				%		0.21	± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L			20.60 ± 16.48
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%			6.00 ± 4.80
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 ⁹ /L			1.45 ± 1.45
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%			9.92 ± 9.92
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L			0.05 ± 0.05
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC			0.09 ± 0.09
Скорость оседания эритроцитов, ESR	mm/h			9.66 ± 2.00

*Аттестованные значения даны в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБГК:  О.А. Старостенко

Электронную версию данного паспорта Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru