

Медика-Н

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 2652103

На набор реагентов «Гематрол 5D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMN-200	Комплект 2	Номер серии:	2652103	Кол-во наборов:	3
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	11.06.2026	Срок годности:	11.09.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D – Норма»	2652103 п	06.2026	09.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол 5D - Норма»					
	Должен содержать				Результат	
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [$10^9/л$]	4,0 - 10,0				6.83	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [$10^{12}/л$]	3,50 - 5,50				3.97	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [$10^9/л$]	100 - 300				195	

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.



Начальник ОБТК _____

А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта _____

11.06.2026



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMN-200	Комплект	2	Серия	2652103	Дата выпуска	11.06.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	11.09.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Lifotronic AC610			
Определяемый параметр				Норма			
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L		7.10	±	2.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu		%		62.3	±	15.0	
				0.62	±	0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym		%		27.5	±	15.0	
				0.28	±	0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon		%		7.3	±	7.3	
				0.07	±	0.07	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos		%		4.5	±	4.5	
				0.05	±	0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas		%		62.2	±	9.0	
				0.62	±	0.09	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu		10 ⁹ /L		4.40	±	1.05	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym		10 ⁹ /L		1.95	±	1.05	
Абс. кол-во моноцитов, Mon		10 ⁹ /L		0.50	±	0.50	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos		10 ⁹ /L		0.30	±	0.30	
Абс. кол-во базофилов, Bas		10 ⁹ /L		4.40	±	0.65	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L		4.3	±	0.5	
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL		12.2	±	1.0	
		g/L		122	±	10	
		mmol/L		7.6	±	0.6	
Гематокрит, HCT		%		36.7	±	10.0	
		L/L		0.37	±	0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV		fL		85.4	±	12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg		28.4	±	7.0	
		fmol		1.80	±	0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL		33.0	±	7.0	
		g/L		330	±	70	
		mmol/L		20.50	±	4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%		9.3	±	5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL		29.5	±	10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L		145	±	55	
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL		7.1	±	3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		fL		11.4	±	3.0	
Тромбокрит, PCT		%		0.10	±	0.08	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	19.3	± 15.4	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	13.1	± 10.5	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{\text{ср}} \pm N$, где $X_{\text{ср}}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБЗТ: _____ (И.А. Старостина)



Электронную версию данного паспорта Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru