



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 265358

На набор реагентов «Гематрол 5D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект 3	Номер серии:	265358	Кол-во наборов:	4
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	29.05.2026	Срок годности:	29.08.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	265358h	05.2026	08.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол 5D - Высокий»					
	Должен содержать				Результат	
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	12,0 - 20,0				14.66	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	4,50 - 6,00				4.87	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	300 - 600				455	

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.



Начальник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта _____ 29.05.2026

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265358	Дата выпуска	29.05.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.08.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5300 / BC-5380			
Определяемый параметр				Высокая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L			14.65 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%			28.7 ± 15.0	
						0.29 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%			59.6 ± 15.0	
						0.60 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%			11.5 ± 9.0	
						0.12 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%			4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas			%			64.2 ± 9.0	
						0.64 ± 0.09	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L			4.20 ± 2.20	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L			8.75 ± 2.20	
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L			1.70 ± 1.30	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L			0.65 ± 0.65	
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L			9.40 ± 1.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L			4.85 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL			15.6 ± 1.0	
			g/L			156 ± 10	
			mmol/L			9.7 ± 0.6	
Гематокрит, HCT			%			43.5 ± 10.0	
			L/L			0.44 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV			fL			89.6 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg			32.2 ± 7.0	
			fmol			2.0 ± 0.4	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL			36.0 ± 7.0	
			g/L			360 ± 70	
			mmol/L			22.4 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%			12.8 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL			47.6 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L			455 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL			5.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL			14.8 ± 3.0	
Тромбоцит, PCT			%			0.230 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию
нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



Сотрудник Q516 А.А. Старостенко



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265358	Дата выпуска	29.05.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.08.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5150			
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			14.55 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			21.9 ± 15.0
							0.22 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			53.2 ± 15.0
							0.53 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			24.9 ± 9.0
							0.25 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			4.0 ± 4.0
							0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			3.20 ± 2.20
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			7.75 ± 2.20
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			3.60 ± 1.30
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.65 ± 0.65
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.60 ± 0.60
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			5.00 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.4 ± 1.0
				g/L			154 ± 10
				mmol/L			9.60 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			48.7 ± 10.0
				L/L			0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			97.3 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			30.8 ± 7.0
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			31.5 ± 7.0
				g/L			315 ± 70
				mmol/L			19.6 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			14.2 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			50.4 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			440 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			5.4 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.2 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.24 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое стандартное отклонение среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию
нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



Сотрудник ОБТК: А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265358	Дата выпуска	29.05.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.08.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-5800	
Определяемый параметр				Низкая патология	Норма	Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		15.55 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		35.9 ± 15.0	
						0.36 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		58.1 ± 15.0	
						0.58 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		5.3 ± 5.3	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		5.0 ± 5.0	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		5.0 ± 5.0	
						0.05 ± 0.05	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		5.60 ± 2.35	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		9.05 ± 2.35	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		0.80 ± 0.80	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.80 ± 0.80	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.80 ± 0.80	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		16.0 ± 1.0	
				g/L		160 ± 10	
				mmol/L		9.90 ± 0.6	
Гематокрит, HCT				%		47.4 ± 10.0	
				L/L		0.5 ± 0.1	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		93.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		31.4 ± 7.0	
				fmol		1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		34.0 ± 7.0	
				g/L		340 ± 70	
				mmol/L		21.1 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		11.4 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		41.0 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		510 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		4.6 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		14.6 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.23 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию
нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru

Сотрудник ОБТ: А.А. Старостенко



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265358	Дата выпуска	29.05.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.08.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6800/BC-6800 Plus			
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			14.30 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			25.3 ± 15.0
							0.25 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			64.4 ± 15.0
							0.64 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			8.6 ± 8.6
							0.09 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			3.5 ± 3.5
							0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			3.5 ± 3.5
							0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			3.60 ± 2.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			9.20 ± 2.15
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			1.25 ± 1.25
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			5.15 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			16.1 ± 1.0
				g/L			161 ± 10
				mmol/L			10.00 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			51.0 ± 10.0
				L/L			0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			99.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			31.3 ± 7.0
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			31.5 ± 7.0
				g/L			315 ± 70
				mmol/L			19.6 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			13.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			49.0 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			320 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			5.5 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			14.9 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.18 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L			8.50 ± 6.80
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%			2.70 ± 2.16
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L			н/д
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	%			н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%			н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ⁹ /L			н/д
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%			н/д
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%			н/д
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%			н/д
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%			н/д

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию
нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru

Сотрудник ООО «Медика-Н» — А.А. Старостенко



Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265358	Дата выпуска	29.05.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.08.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6000/BC-6200			
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L			14.70 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%			29.40 ± 15.00	
						0.29 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%			49.80 ± 15.00	
						0.50 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%			20.50 ± 9.00	
						0.21 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%			2.50 ± 2.50	
						0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas			%			1.50 ± 1.50	
						0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L			4.30 ± 2.20	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L			7.30 ± 2.20	
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L			3.00 ± 1.30	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L			0.35 ± 0.35	
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L			0.20 ± 0.20	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L			5.05 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL			15.90 ± 1.00	
			g/L			159.00 ± 10.00	
			mmol/L			9.90 ± 0.60	
Гематокрит, HCT			%			51.00 ± 10.00	
			L/L			0.51 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV			fL			101.00 ± 12.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg			31.50 ± 7.00	
			fmol			2.00 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL			31.00 ± 7.00	
			g/L			310.00 ± 70.00	
			mmol/L			19.30 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%			13.20 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL			48.20 ± 10.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L			425.00 ± 125.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL			5.30 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL			14.80 ± 3.00	
Тромбокрит, PCT			%			0.23 ± 0.10	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!							
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				10 ⁹ /L			9.40 ± 7.52
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R				%			2.20 ± 1.76
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				10 ⁹ /L			0.20 ± 0.20
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				%			1.50 ± 1.50
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				10 ⁹ /L			0.10 ± 0.10
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				/100WBC			0.31 ± 0.31
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#				10 ¹² /L			0.03 ± 0.03
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%				%			0.55 ± 0.11
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF				%			20.00 ± 20.00
Фракция зрелых ретикулоцитов средней степени зрелости, LFR				%			92.70 ± 92.70
Фракция ретикулоцитов средней степени зрелости, MFR				%			20.00 ± 5.00
Фракция ретикулоцитов высокой степени зрелости, HFR				%			20.00 ± 16.00
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He				%			27.80 ± 5.00

*Аттестованные значения представлены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265358	Дата выпуска	29.05.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.08.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-720 / BC-780			
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		14.00 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		26.40 ± 15.00	
						0.26 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		64.60 ± 15.00	
						0.65 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		8.70 ± 8.70	
						0.09 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		2.50 ± 2.50	
						0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		1.50 ± 1.50	
						0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		3.70 ± 2.10	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		9.05 ± 2.10	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		1.20 ± 1.20	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.35 ± 0.35	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.20 ± 0.20	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		5.05 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		15.70 ± 1.00	
				g/L		157.00 ± 10.00	
				mmol/L		9.70 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				%		51.50 ± 10.00	
				L/L		0.52 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		102.00 ± 12.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		31.10 ± 7.00	
				fmol		1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		30.50 ± 7.00	
				g/L		305.00 ± 70.00	
				mmol/L		18.90 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		13.40 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		48.60 ± 10.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		355.00 ± 125.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		5.30 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		14.80 ± 3.00	
Тромбокрит, PCT				%		0.19 ± 0.10	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L			7.40 ± 5.92
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%			2.00 ± 1.60
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 ⁹ /L			0.20 ± 0.20
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%			1.50 ± 1.50
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L			0.05 ± 0.05
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC			0.08 ± 0.08
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ¹² /L			0.04 ± 0.04
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%			0.75 ± 0.15
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%			20.00 ± 20.00
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%			92.90 ± 92.90
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%			20.00 ± 5.00
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%			20.00 ± 16.00
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	%			30.60 ± 5.00
Скорость оседания эритроцитов, ESR	mm/h			11.83 ± 2.00

*Аттестованные значения даны в виде X_р ± N, где X_р – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТ: Старостенко

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru

Медика-Н

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	265358	Дата выпуска	29.05.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.08.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-700 / BC-760			
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			14.00 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			26.40 ± 15.00
							0.26 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			64.60 ± 15.00
							0.65 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			8.70 ± 8.70
							0.09 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			2.50 ± 2.50
							0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			1.50 ± 1.50
							0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			3.70 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			9.05 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			1.20 ± 1.20
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.35 ± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.70 ± 1.00
				g/L			157.00 ± 10.00
				mmol/L			9.70 ± 0.60
Гематокрит, HCT				%			51.50 ± 10.00
				L/L			0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			102.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			31.10 ± 7.00
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			30.50 ± 7.00
				g/L			305.00 ± 70.00
				mmol/L			18.90 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			13.40 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			48.60 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			355.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			5.30 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			14.80 ± 3.00
Тромбокрит, PCT				%			0.19 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!							
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				10 ⁹ /L			7.40 ± 5.92
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R				%			2.00 ± 1.60
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				10 ⁹ /L			0.20 ± 0.20
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				%			1.50 ± 1.50
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				10 ⁹ /L			0.05 ± 0.05
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				/100WBC			0.08 ± 0.08
Скорость оседания эритроцитов, ESR				mm/h			11.83 ± 2.00

*Аттестованные значения приведены в виде $X \pm N$, где X – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК А.А. Старостенко

Электронную версию данного паспорта Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru