

Медика-Н

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 2653100

На набор реагентов «Гематрол 5D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект 3	Номер серии:	2653100	Кол-во наборов:	9
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	18.09.2026	Срок годности:	18.12.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	2653100 h	09.2026	12.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол 5D - Высокий»					
	Должен содержать				Результат	
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	12,0 - 20,0				14.53	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	4,50 - 6,00				4.82	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	300 - 600				448	

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.



Начальник ОБТК _____

А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта _____

18.09.2026

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	2653100	Дата выпуска	18.09.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	18.12.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5300 / BC-5380			
Определяемый параметр				Высокая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L			14.55 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%			25.3 ± 15.0	
						0.25 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%			71.8 ± 15.0	
						0.72 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%			4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%			4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas			%			56.5 ± 9.0	
						0.57 ± 0.09	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L			3.70 ± 2.20	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L			10.45 ± 2.20	
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L			0.65 ± 0.65	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L			0.65 ± 0.65	
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L			8.20 ± 1.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L			4.80 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL			15.7 ± 1.0	
			g/L			157 ± 10	
			mmol/L			9.7 ± 0.6	
Гематокрит, HCT			%			43.8 ± 10.0	
			L/L			0.44 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV			fL			91.2 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg			32.7 ± 7.0	
			fmol			2.0 ± 0.4	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL			36.0 ± 7.0	
			g/L			360 ± 70	
			mmol/L			22.4 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%			13.6 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL			51.6 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L			450 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL			5.2 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL			15.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT			%			0.230 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию
нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



Сотрудник Q516 А.А. Старостенко



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	2653100	Дата выпуска	18.09.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	18.12.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5150			
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			15.05 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			20.8 ± 15.0
							0.21 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			65.4 ± 15.0
							0.65 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			13.7 ± 9.0
							0.14 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			4.0 ± 4.0
							0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			3.15 ± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			9.85 ± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			2.05 ± 1.35
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.60 ± 0.60
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			5.00 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.4 ± 1.0
				g/L			154 ± 10
				mmol/L			9.60 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			48.6 ± 10.0
				L/L			0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			97.2 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			30.8 ± 7.0
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			31.5 ± 7.0
				g/L			315 ± 70
				mmol/L			19.6 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			15.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			53.4 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			445 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			5.7 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.2 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.25 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое стандартное отклонение среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию
нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru

Сотрудник ОБТК  И.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	2653100	Дата выпуска	18.09.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	18.12.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-5800	
Определяемый параметр				Низкая патология	Норма	Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		15.15 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		18.7 ± 15.0	
						0.19 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		67.5 ± 15.0	
						0.68 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		9.2 ± 9.0	
						0.09 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		5.0 ± 5.0	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		5.0 ± 5.0	
						0.05 ± 0.05	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		2.85 ± 2.25	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		10.25 ± 2.25	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		1.40 ± 1.35	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.75 ± 0.75	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.75 ± 0.75	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		5.00 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		15.9 ± 1.0	
				g/L		159 ± 10	
				mmol/L		9.90 ± 0.6	
Гематокрит, HCT				%		46.0 ± 10.0	
				L/L		0.5 ± 0.1	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		92.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		31.8 ± 7.0	
				fmol		2.00 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		34.5 ± 7.0	
				g/L		345 ± 70	
				mmol/L		21.4 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		12.0 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		42.8 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		500 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		4.7 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		14.6 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.24 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию
нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru

Сотрудник ОБТ: А.А. Старостенко



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	2653100	Дата выпуска	18.09.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	18.12.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6800/BC-6800 Plus			
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			14.85 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			25.5 ± 15.0
							0.26 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			61.7 ± 15.0
							0.62 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			8.3 ± 8.3
							0.08 ± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			3.5 ± 3.5
							0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			3.5 ± 3.5
							0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			3.80 ± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			9.15 ± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			1.25 ± 1.25
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.9 ± 1.0
				g/L			159 ± 10
				mmol/L			9.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			49.0 ± 10.0
				L/L			0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			96.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			31.2 ± 7.0
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			32.5 ± 7.0
				g/L			325 ± 70
				mmol/L			20.2 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			14.9 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			52.2 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			335 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			5.7 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			14.9 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.19 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L			11.30 ± 9.04
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%			3.40 ± 2.72
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L			н/д
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	%			н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%			н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ⁹ /L			н/д
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%			н/д
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%			н/д
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%			н/д
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%			н/д

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию
нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru

Сотрудник ООО «Медика-Н» — А.А. Старостенко



Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	2653100	Дата выпуска	18.09.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годеи до	18.12.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6000/BC-6200			
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L			15.20 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%			27.90 ± 15.00	
						0.28 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%			55.50 ± 15.00	
						0.56 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%			13.20 ± 9.00	
						0.13 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%			3.32 ± 3.32	
						0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas			%			1.50 ± 1.50	
						0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L			4.25 ± 2.30	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L			8.45 ± 2.30	
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L			2.00 ± 1.35	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L			0.50 ± 0.50	
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L			0.25 ± 0.25	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L			5.00 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL			15.70 ± 1.00	
			g/L			157.00 ± 10.00	
			mmol/L			9.70 ± 0.60	
Гематокрит, HCT			%			50.00 ± 10.00	
			L/L			0.50 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV			fL			100.00 ± 12.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg			31.40 ± 7.00	
			fmol			1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL			31.50 ± 7.00	
			g/L			315.00 ± 70.00	
			mmol/L			19.60 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%			14.00 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL			50.60 ± 10.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L			430.00 ± 125.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL			5.50 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL			14.80 ± 3.00	
Тромбокрит, PCT			%			0.24 ± 0.10	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!							
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				10 ⁹ /L			10.20 ± 8.16
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R				%			2.40 ± 1.92
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				10 ⁹ /L			1.35 ± 1.35
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				%			8.89 ± 8.89
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				10 ⁹ /L			0.05 ± 0.05
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				/100WBC			0.15 ± 0.15
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#				10 ¹² /L			0.03 ± 0.03
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%				%			0.55 ± 0.11
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF				%			20.00 ± 20.00
Фракция зрелых ретикулоцитов средней флуоресценции, LFR				%			92.90 ± 92.90
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR				%			20.00 ± 5.00
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR				%			20.00 ± 16.00
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He				%			27.50 ± 5.00

*Аттестованные значения представлены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	2653100	Дата выпуска	18.09.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	18.12.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-720 / BC-780			
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		15.10 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		26.50 ± 15.00	
						0.27 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		61.70 ± 15.00	
						0.62 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		8.30 ± 8.30	
						0.08 ± 0.08	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		3.43 ± 3.43	
						0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		1.50 ± 1.50	
						0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		4.00 ± 2.25	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		9.30 ± 2.25	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		1.25 ± 1.25	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.50 ± 0.50	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.25 ± 0.25	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		5.05 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		15.70 ± 1.00	
				g/L		157.00 ± 10.00	
				mmol/L		9.70 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				%		51.50 ± 10.00	
				L/L		0.52 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		102.00 ± 12.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		31.10 ± 7.00	
				fmol		1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		30.50 ± 7.00	
				g/L		305.00 ± 70.00	
				mmol/L		18.90 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		14.20 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		51.20 ± 10.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		365.00 ± 125.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		5.60 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.00 ± 3.00	
Тромбокрит, PCT				%		0.20 ± 0.10	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!							
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				10 ⁹ /L		11.00 ± 8.80	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R				%		3.00 ± 2.40	
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				10 ⁹ /L		1.65 ± 1.65	
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				%		10.85 ± 10.85	
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				10 ⁹ /L		0.20 ± 0.20	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				/100WBC		0.96 ± 0.96	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#				10 ¹² /L		0.04 ± 0.04	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%				%		0.70 ± 0.14	
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF				%		20.00 ± 20.00	
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR				%		93.30 ± 93.30	
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR				%		20.00 ± 5.00	
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR				%		20.00 ± 16.00	
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He				%		30.10 ± 5.00	
Скорость оседания эритроцитов, ESR				mm/h		11.35 ± 2.00	

*Аттестованные значения даны в виде X_р ± N, где X_р – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТ: Старостенко

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	2653100	Дата выпуска	18.09.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	18.12.2026
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-700 / BC-760			
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		15.10	± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		26.50	± 15.00
						0.27	± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		61.70	± 15.00
						0.62	± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		8.30	± 8.30
						0.08	± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		3.43	± 3.43
						0.03	± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		1.50	± 1.50
						0.02	± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		4.00	± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		9.30	± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		1.25	± 1.25
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.50	± 0.50
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.25	± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		5.05	± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		15.70	± 1.00
				g/L		157.00	± 10.00
				mmol/L		9.70	± 0.60
Гематокрит, HCT				%		51.50	± 10.00
				L/L		0.52	± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		102.00	± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		31.10	± 7.00
				fmol		1.90	± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		30.50	± 7.00
				g/L		305.00	± 70.00
				mmol/L		18.90	± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		14.20	± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		51.20	± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		365.00	± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		5.60	± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.00	± 3.00
Тромбокрит, PCT				%		0.20	± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!							
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				10 ⁹ /L		11.00 ± 8.80	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R				%		3.00 ± 2.40	
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				10 ⁹ /L		1.65 ± 1.65	
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				%		10.85 ± 10.85	
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				10 ⁹ /L		0.20 ± 0.20	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				/100WBC		0.96 ± 0.96	
Скорость оседания эритроцитов, ESR				mm/h		11.35 ± 2.00	

*Аттестованные значения приведены в виде $X \pm N$, где X – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Сотрудник ОБТК А.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru